

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



| 檢驗日期 | 蔬果名稱 | AChE抑制率% | | 判定 | 備註 (含後續處理方式) |
|--------|------|----------|-----|----|-----------------|
| | | 無溴水 | 加溴水 | | |
| 12月19日 | 格藍菜 | 2 | 1 | 合格 | |
| 12月19日 | 豆芽菜 | 5 | 1 | 合格 | |
| 12月19日 | 青江菜 | 7 | 3 | 合格 | |
| 12月19日 | 大白菜 | 6 | 1 | 合格 | |
| 12月19日 | 茼蒿 | 8 | 3 | 合格 | |
| 12月19日 | 金針菇 | 7 | 5 | 合格 | |
| 12月19日 | 白蘿蔔 | 8 | 10 | 合格 | |
| 12月19日 | 山藥 | 5 | 1 | 合格 | |
| 12月19日 | 馬鈴薯 | 10 | 3 | 合格 | |
| 12月19日 | 玉米 | 7 | -1 | 合格 | |
| 12月19日 | 香菇 | 3 | 7 | 合格 | |
| 12月19日 | 芋頭 | 5 | -1 | 合格 | |
| 12月19日 | 地瓜 | 4 | -1 | 合格 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。
3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：林右軒

主管：湯詠臻

中華民國 102年 12月 19日



吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 102 年

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 日期 | 12/19 | 12/19 | 12/19 | | | |
| 品名 供應商 | 油麵 | 豆包 | 百頁豆腐 | | | |
| 檢驗項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 |
| 檢驗結果 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 |
| 判定 <small>合格打V 不合格打X</small> | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| 備註 (後續處理) | | | | | | |
| 檢驗人員 | 林右軒 | 林右軒 | 林右軒 | | | |

主管: 湯春臻



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期：102年12月19日 頻率：每批進貨

| 序號 | 產品名稱 | 單號 | 萊克多巴胺 Rac (瘦肉精) | 鹽酸克倫特羅 CB (瘦肉精) | 磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑) | 磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑) | 綜合抗生素 ECLIPSE 50 | 備註 |
|----|------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----|
| 1 | 豬柳 | 2013/2/900000056 | — | — | — | — | / | |
| 2 | 絞肉 | 2013/2/900000056 | — | — | — | — | / | |
| 3 | 肉絲 | 2013/2/900000055 | — | — | — | — | / | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |

檢驗方法：

萊克多巴胺：使用萊克多巴胺快速檢測試劑組進行檢測。

鹽酸克倫特羅：使用鹽酸克倫特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。

磺胺二甲氧嘧啶：使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。

磺胺二甲嘧啶：使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。

抗生素：使用ECLIPSE50(易克速 50)綜合抗生素快速檢測試劑。

檢查結果： (-)表示陰性，無殘留，可供應
(+)表示陽性，有殘留，不可供應



檢驗人員：林右軒

廠長：湯詔臻