

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
3月12日	洋蔥	-7	1	合格	
3月12日	紅蘿蔔	16	24	合格	
3月12日	蔥	-15	17	合格	
3月12日	九層塔	3	24	合格	
3月12日	黑葉白菜	3	6	合格	
3月12日	大黃瓜	1	2	合格	
3月12日	芹菜	9	24	合格	
3月12日	苦瓜	12	2	合格	
3月12日	地瓜	2	-6	合格	
3月12日	薑	7	5	合格	
3月12日	蒜	11	28	合格	
3月12日	高麗菜	30	13	合格	
3月12日	芥藍菜	0	17	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。
3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：鍾一哲

主管：黃順惠

中華民國 106年 3月 12日



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期: 106年 3月 12日

頻率: 每批進貨

序號	產品 名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克倫特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	絞肉	106030021493	——	——	——	——	/	
2	大骨	106032249762	——	——	——	——	/	
3	豬肉角	106033376451	——	——	——	——	/	
4	豬肉片	10603234617	——	——	——	——	/	
5								
6								
7								
8								
9								
10								

檢驗方法:

萊克多巴胺 使用萊克多巴胺快速篩檢劑副試紙進行檢測。
 鹽酸克倫特羅 使用鹽酸克倫特羅快速篩檢劑副試紙進行檢測。
 磺胺二甲嘧啶 使用磺胺二甲嘧啶快速篩檢劑副試紙進行檢測。
 磺胺二甲嘧啶 使用磺胺二甲嘧啶快速篩檢劑副試紙進行檢測。
 綜合抗生素 使用綜合抗生素快速篩檢劑副試紙進行檢測。



鍾一哲

黃順惠

吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 106 年

日期	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12
品名 供應商	干絲	麵腸	豆干丁	油豆皮	豆腐	素雞
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性
判定 <small>合格打V 不合格打X</small>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
備註 (後續處理)						
檢驗人員	鍾一哲	鍾一哲	鍾一哲	鍾一哲	鍾一哲	鍾一哲

主管: 黃順惠

