

# 吉米食品有限公司

## 蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
12月23日	油菜	5	2	合格	
12月23日	高麗菜	5	1	合格	
12月23日	青江菜	5	4	合格	
12月23日	大白菜	9	6	合格	
12月23日	金針菇	6	7	合格	
12月23日	扁蒲	6	3	合格	
12月23日	杏鮑菇	8	7	合格	
12月23日	香菇	7	3	合格	
12月23日	馬鈴薯	16	9	合格	
12月23日	菜心	6	10	合格	
12月23日	白蘿蔔	7	2	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：**林右軒**  
 中華民國 102年 12月

主管：**溫詠遠**  
 23日



# 吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 102 年

日期	12/23					
品名 供應商	豆腐					
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
判定 <small>合格打V 不合格打X</small>	✓					
備註 (後續處理)						
檢驗人員	林右軒					

主管: 溫詒瓊



# 吉米食品有限公司

## 瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期：102年12月23日 頻率：每批進貨

序號	產品名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克倫特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	絞肉	314/0212317	—	—	—	—		
2	肉片	—	—	—	—	—		
3								
4								
5								
6								
7								
8								

檢查結果： ( - ) 表示陰性，無殘留，可供應  
( + ) 表示陽性，有殘留，不可供應



檢驗方法：  
 萊克多巴胺：使用萊克多巴胺快速檢測試劑組進行檢測。  
 鹽酸克倫特羅：使用鹽酸克倫特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。  
 磺胺二甲氧嘧啶：使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。  
 磺胺二甲嘧啶：使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。  
 抗生素：使用ECLIPSE50(易克速 50)綜合抗生素快速檢測試劑。

檢驗人員：林右軒 廠長：湯詒姿