

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105 年 10 月 21 日	產品檢驗項目：黑豆干
產品來源：榮洲	產品檢驗內容：皂黃
檢驗方法：皂黃簡易試劑	檢驗人員：陳映如

檢驗結果



判別方法：由試劑呈色判別是否含皂黃

檢驗標準：皂黃 - 不得檢出

廠長 徐 昕


勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105年10月21日	產品檢驗項目：絞肉
產品來源：津谷	產品檢驗內容：瘦肉精(萊克多巴胺)
檢驗方法：萊克多巴胺快速測試片	檢驗人員：陳映如
檢驗結果	
	
判別方法：陰性反應(無瘦肉精) - 萊克多巴胺快速測試片呈現兩條線	
陽性反應 - 萊克多巴胺快速測試片呈現一條線	
檢驗標準：萊克多巴胺 - 不得檢出	

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：__ 105 __ 年 __ 10 __ 月 __ 21 __ 日	產品檢驗項目：黑豆干
產品來源：榮洲	產品檢驗內容：過氧化氫
檢驗方法：過氧化氫簡易試劑	檢驗人員：陳映如

檢驗結果



判別方法：由試劑呈色判別是否含過氧化氫

檢驗標準：過氧化氫 - 不得檢出

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105年10月24日	產品檢驗項目：原味豬排
產品來源：三橋	產品檢驗內容：瘦肉精(沙丁胺醇)
檢驗方法：沙丁胺醇快速測試片	檢驗人員：陳映如
檢驗結果	
	
判別方法：陰性反應(無瘦肉精) - 沙丁胺醇快速測試片呈現兩條線	
陽性反應 - 沙丁胺醇快速測試片呈現一條線	
檢驗標準：沙丁胺醇 - 不得檢出	

廠長 徐 昕




勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105年10月25日	產品檢驗項目：龍骨丁
產品來源：津谷	產品檢驗內容：瘦肉精(沙丁胺醇)
檢驗方法：沙丁胺醇快速測試片	檢驗人員：陳映如
檢驗結果	
	
判別方法：陰性反應(無瘦肉精) - 沙丁胺醇快速測試片呈現兩條線	
陽性反應 - 沙丁胺醇快速測試片呈現一條線	
檢驗標準：沙丁胺醇 - 不得檢出	

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：__ 105 __ 年 __ 10 __ 月 __ 25 __ 日	產品檢驗項目：豆腸
產品來源：榮洲	產品檢驗內容：過氧化氫
檢驗方法：過氧化氫簡易試劑	檢驗人員：陳映如

檢驗結果



判別方法：由試劑呈色判別是否含過氧化氫

檢驗標準：過氧化氫 - 不得檢出

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期： 105 年 10 月 26 日	產品檢驗項目：豆腐
產品來源：榮洲	產品檢驗內容：過氧化氫
檢驗方法：過氧化氫簡易試劑	檢驗人員：陳映如

檢驗結果



判別方法：由試劑呈色判別是否含過氧化氫

檢驗標準：過氧化氫 - 不得檢出

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105 年 10 月 26 日		產品檢驗項目：赤肉角	
產品來源：津谷		產品檢驗內容：瘦肉精(鹽酸克侖特羅)	
檢驗方法：鹽酸克侖特羅快速測試片		檢驗人員：陳映如	
檢驗結果			
			
判別方法：陰性反應(無瘦肉精) - 鹽酸克侖特羅快速測試片呈現兩條線			
陽性反應 - 鹽酸克侖特羅快速測試片呈現一條線			
檢驗標準：鹽酸克侖特羅 - 不得檢出			

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓

公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期：105年10月27日	產品檢驗項目：瘦肉條
產品來源：津谷	產品檢驗內容：瘦肉精(萊克多巴胺)
檢驗方法：萊克多巴胺快速測試片	檢驗人員：陳映如
檢驗結果	
	
判別方法：陰性反應(無瘦肉精) - 萊克多巴胺快速測試片呈現兩條線	
陽性反應 - 萊克多巴胺快速測試片呈現一條線	
檢驗標準：萊克多巴胺 - 不得檢出	

廠長 徐 昕

勝騏食品工廠有限公司

公司地址：台中市大雅區中山北路3號1樓


公司電話：(04)25685299

食品檢驗實驗室

食材自主檢驗報告書

產品檢驗日期： 105 年 10 月 27 日	產品檢驗項目：大豆包
產品來源：榮洲	產品檢驗內容：過氧化氫
檢驗方法：過氧化氫簡易試劑	檢驗人員：陳映如

檢驗結果



判別方法：由試劑呈色判別是否含過氧化氫

檢驗標準：過氧化氫 - 不得檢出

廠長 徐 昕