

# 吉米食品有限公司

## 蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
12月1日	洋蔥	5	1	合格	
12月1日	蕃茄	8	1	合格	
12月1日	洋芋	2	0	合格	
12月1日	紅蘿蔔	3	5	合格	
12月1日	花椰菜	5	5	合格	
12月1日	冬瓜	1	1	合格	
12月1日	南瓜	-1	8	合格	
12月1日	白蘿蔔	6	5	合格	
12月1日	油菜	4	-2	合格	
12月1日	豆薯	6	1	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：汪毓芸

主管：黃貞惠

中華民國 105年 12月 01日



# 吉米食品有限公司

## 瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期: 105 年 12 月 1 日

頻率: 每批進貨

序號	產品 名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克侖特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	絞肉	10512000391115	—	—	—	—	/	
2	三節翅	105121113471100	—	—	—	—	/	
3	豕者肉絲	10512001459215	—	—	—	—	/	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

### 檢驗方法：

萊克多巴胺：使用萊克多巴胺快速檢測試劑套組進行檢測。

鹽酸克侖特羅：使用鹽酸克侖特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。

磺胺二甲氧嘧啶：使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。

磺胺二甲嘧啶：使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。

抗生素：使用ECLIPSE50(易克速 50)綜合抗生素快速檢測試劑。

### 檢查結果：

( - )表示陰性，無殘留，可供應

( + )表示陽性，有殘留，不可供應

檢驗人員：汪毓芸

主管：黃順惠



# 吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國105年

日期	12/1	12/1	12/1			
品名 供應商	豆腐	豆干絲	皮絲			
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
判定 <small>合格打√ 不合格打X</small>	√	√	√			
備註 (後續處理)						
檢驗人員	汪毓芸	汪毓芸	汪毓芸			

主管: 黃貞惠

