

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



| 檢驗日期 | 蔬果名稱 | AChE抑制率% | | 判定 | 備註 (含後續處理方式) |
|--------|------|----------|-----|----|-----------------|
| | | 無溴水 | 加溴水 | | |
| 11月28日 | 高麗菜 | 3 | -2 | 合格 | |
| 11月28日 | 大黃瓜 | 5 | 3 | 合格 | |
| 11月28日 | 木耳 | 1 | 1 | 合格 | |
| 11月28日 | 洋蔥 | 5 | -2 | 合格 | |
| 11月28日 | 青花菜 | 14 | 7 | 合格 | |
| 11月28日 | 蚵白菜 | 2 | -1 | 合格 | |
| 11月28日 | 香菇 | 3 | 3 | 合格 | |
| 11月28日 | 豆芽菜 | 0 | -1 | 合格 | |
| 11月28日 | 紅蘿蔔 | 5 | 4 | 合格 | |
| 11月28日 | 洋芋 | -1 | 2 | 合格 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：汪毓芸

主管：黃煥惠

中華民國 105年 11月 28日



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期: 105 年 11 月 28 日

頻率: 每批進貨

| 序號 | 產品 名稱 | 單號 | 萊克多巴胺 Rac (瘦肉精) | 鹽酸克侖特羅 CB (瘦肉精) | 磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑) | 磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑) | 綜合抗生素 ECLIPSE 50 | 備註 |
|----|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|----|
| 1 | 里肌豬排 | 1051100310099 | — | — | — | — | / | |
| 2 | 赤肉角 | 10511000211885 | — | — | — | — | / | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

檢驗方法：

萊克多巴胺：使用萊克多巴胺快速檢測試劑套組進行檢測。

鹽酸克侖特羅：使用鹽酸克侖特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。

磺胺二甲氧嘧啶：使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。

磺胺二甲嘧啶：使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。

抗生素：使用ECLIPSE50(易克速 50)綜合抗生素快速檢測試劑。

檢查結果：

(-)表示陰性，無殘留，可供應

(+)表示陽性，有殘留，不可供應

檢驗人員：汪毓芸

主管：黃順惠



吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國105年

| 日期 | 11/28 | 11/28 | 11/28 | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|---|---|
| 品名 供應商 | 肉羹 | 豆腐 | 麵腸 | | | |
| 檢驗項目 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 | <input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 |
| 檢驗結果 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 | <input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性 |
| 判定 <small>合格打√ 不合格打X</small> | √ | √ | √ | | | |
| 備註 (後續處理) | | | | | | |
| 檢驗人員 | 汪毓芸 | 汪毓芸 | 汪毓芸 | | | |

主管: 黃順東

