

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
11月27日	大白菜	-3	5	合格	
11月27日	紅蘿蔔	5	-1	合格	
11月27日	木耳	3	1	合格	
11月27日	油菜	14	0	合格	
11月27日	白蘿蔔	-2	1	合格	
11月27日	萵苣	1	28	合格	
11月27日	洋芋	5	11	合格	
11月27日	芋頭	-3	13	合格	
11月27日	洋蔥	2	8	合格	
11月27日	豆芽菜	-6	5	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：王毓芸

主管：黃順真

中華民國 105年 11月 27日



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期: 105年11月27日

頻率: 每批進貨

序號	產品名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克倫特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	棒腿丁	105110003758	—	—	—	—	/	
2	絞肉	10511003711478	—	—	—	—	/	
3	豬肉絲	10511003711478	—	—	—	—	/	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

檢驗方法:

萊克多巴胺: 使用萊克多巴胺快速檢測試劑套組進行檢測。

鹽酸克倫特羅: 使用鹽酸克倫特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。

磺胺二甲氧嘧啶: 使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。

磺胺二甲嘧啶: 使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。

抗生素: 使用ECLIPSE50(易克速 50)綜合抗生素快速檢測試劑。

檢查結果:

(-)表示陰性, 無殘留, 可供應

(+)表示陽性, 有殘留, 不可供應

檢驗人員: 汪毓芸

主管: 黃順惠



吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 10 年

日期	11/27	11/27	11/27			
品名 供應商	油豆腐	豆干片	薄豆腐			
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
判定 <small>合格打√ 不合格打X</small>	√	√	√			
備註 (後續處理)						
檢驗人員	汪毓芸	汪毓芸	汪毓芸			

主管: 黃順惠

