

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
2月28日	洋蔥	-1	1	合格	
2月28日	紅蘿蔔	-2	0	合格	
2月28日	白蘿蔔	4	8	合格	
2月28日	紅棗	0	1	合格	
2月28日	薑	3	6	合格	
2月28日	洋芋	-1	4	合格	
2月28日	蒜	-4	9	合格	
2月28日	菠菜	3	5	合格	
2月28日	結頭菜	-3	8	合格	
2月28日	小黃瓜	8	11	合格	
2月28日	玉米穗	3	13	合格	
2月28日	南瓜	15	9	合格	
2月28日	黃甜椒	1	1	合格	
2月28日	高麗菜	5	5	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：鍾一哲

主管：張貞惠

中華民國 106年 2月

28日



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期: 106年 2月 28日

頻率: 每批進貨

序號	產品名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克侖特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	絞肉	106020091768	—	—	—	—	/	
2	棒腿丁	106022445817	—	—	—	—	/	
3	骨翰	106020031476	—	—	—	—	/	
4	骨腿丁	106022441683	—	—	—	—	/	
5	軟骨丁	106022455481	—	—	—	—	/	
6	肉角	106024438147	—	—	—	—	/	
7								
8								
9								
(1)								

檢驗方法:

萊克多巴胺: 使用萊克多巴胺快速檢測試劑套組進行檢測。
 鹽酸克侖特羅: 使用鹽酸克侖特羅(乙型受體素)顯色層析試劑進行檢測。
 磺胺二甲嘧啶: 使用金鐘牌磺胺二甲嘧啶顯色快速篩檢試劑。
 磺胺二甲嘧啶: 使用金鐘牌磺胺二甲嘧啶顯色快速篩檢試劑。
 綜合抗生素: 使用ECLIPSE 50綜合抗生素快速篩檢試劑。



鍾一哲

黃順惠

吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 106 年

日期	7/28	7/28	7/28			
品名 供應商	素雞	麵腸	凍豆腐			
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造	<input type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 非基因改造
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input type="checkbox"/> 陰性
判定 <small>合格打√ 不合格打X</small>						
備註 (後續處理)						
檢驗人員	鍾一哲	鍾一哲	鍾一哲			

主管: 黃順惠

