

吉米食品有限公司

蔬果農藥殘毒快速檢測記錄表



檢驗日期	蔬果名稱	AChE抑制率%		判定	備註 (含後續處理方式)
		無溴水	加溴水		
6月8日	芥藍菜	1	1	合格	
6月8日	青江菜	6	9	合格	
6月8日	薑	3	0	合格	
6月8日	地瓜	4	-1	合格	
6月8日	芋頭	1	5	合格	
6月8日	白蘿蔔	1	0	合格	
6月8日	玉米筍	9	1	合格	
6月8日	紅蘿蔔	1	1	合格	
6月8日	瓠瓜	0	8	合格	
6月8日	洋蔥	1	4	合格	
6月8日	空心菜	5	1	合格	
6月8日	番茄	0	2	合格	
6月8日	洋蔥	1	8	合格	
6月8日	蔥	10	2	合格	

備註：1、抑制率0~34%為安全可供應。—— 2、抑制率35~44%，通知供應單位，並作警告。

3、抑制率45%以上者，整批銷毀，並停止交易。

檢定人員：湯詒臻

主管：葉貞惠 $\frac{6}{8}$

中華民國 106年 6月

8日



吉米食品有限公司

瘦肉精、磺胺劑、抗生素快速篩檢表

檢驗日期：106年 6月 8日 頻率：每批進貨

序號	產品 名稱	單號	萊克多巴胺 Rac (瘦肉精)	鹽酸克侖特羅 CB (瘦肉精)	磺胺二甲氧嘧啶 SMT (磺胺劑)	磺胺二甲嘧啶 SDM (磺胺劑)	綜合抗生素 ECLIPSE 50	備註
1	絞肉	1060600314457	—————	—————	—————	—————		
2	肉角	106065801673	—————	—————	—————	—————		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

檢驗方法：

- 萊克多巴胺：使用萊克多巴胺快速檢測試劑套組進行檢測。
- 鹽酸克侖特羅：使用鹽酸克侖特羅(乙型受體素)簡易層析試劑進行檢測。
- 磺胺二甲氧嘧啶：使用血清用磺胺二甲氧嘧啶簡易快速篩檢試劑。
- 磺胺二甲嘧啶：使用血清用磺胺二甲嘧啶簡易快速篩檢試劑。
- 抗生素：使用 ECLIPSE50 易克速(50)綜合抗生素快速檢測試劑。

檢查結果：

- (—)表示陰性 無殘留 可供應
- (+)表示陽性 有殘留 不可供應



檢驗人員：溫韻臻

主管：黃順連 6/8

吉米食品添加物檢驗紀錄表

民國 106 年

日期	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
品名 供應商	豆干	素絞肉	豆腐	麵筋	百頁豆腐	皮絲
檢驗項目	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造	<input checked="" type="checkbox"/> 過氧化氫 <input type="checkbox"/> 亞硝酸鹽 <input type="checkbox"/> 硼砂 <input type="checkbox"/> 基因改造
檢驗結果	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性	<input type="checkbox"/> 陽性 <input checked="" type="checkbox"/> 陰性
判定	合格	合格	合格	合格	合格	合格
備註 (後續處理)						
檢驗人員	溫詒臻	溫詒臻	溫詒臻	溫詒臻	溫詒臻	溫詒臻

主管: 黃貞惠 6/8

